

SIGMA

Wózek elektryczny
z napędem na
centralne koło.

Doskonałe właściwości
w terenie i optymalne możliwości
w pomieszczeniach zamkniętych.



NIEZAWODNOŚĆ, JAKOŚĆ, TRWAŁOŚĆ, KOMFORT



...NA ZEWNĄTRZ

Doskonała manewrowalność oraz stabilność na nierównych nawierzchniach SIGMA uzyskała dzięki nowoczesnemu aktywnemu zawieszeniu. Przednie i tylne koła w sposób płynny poddają się nierównościom utrzymując stały kontakt z nierównym podłożem i pozwalają sprawnie je pokonywać.

Wózek charakteryzuje się fantastycznymi osiągnięciami.

- Mocne baterie 80Ah gwarantują w optymalnych warunkach zasięg nawet do 35 km.
- Silniki standardowe 220 W zapewniają odpowiednią moc w podróżowaniu w warunkach terenowych , a opcjonalnie 350W szybkość 10 km/h.



...DO WEWNĄTRZ

- Napęd na centralne koło jest doskonałym rozwiązaniem dla osób , które wymagają aby ich wózek w pomieszczeniach zamkniętych podczas manewrowania zajmował jak najmniejszą przestrzeń. Centralne koło napędowe pozwala obracać się w osi wózka.
- Niewielkie rozmiary podwozia pozwalają poruszać się swobodnie w wąskich korytarzach i windach.
- Łatwiejszy transfer z wózka i na wózek dzięki wysokości ramy siedziska od podłoża 43,5 cm.



SIGMA



... wiele innych kolorów.

...ESTETYKA

SIGM-ę oferujemy w bogatej gamie kolorystycznej. Każdy znajdzie odbicie swojego indywidualnego gustu.



...WYDAJNOŚĆ

LINX™ Nowa generacja kontrolerów.

Prosty i bardzo wydajny:

- Intuicyjny,
- ergonomiczny,
- bardzo mała siła nacisku , tylko 190 g,
- umożliwia jednoczesną jazdę i regulację fotela,
- bezprzewodowa łączność ze smartfonem i tabletem.

Adaptacja do różnych rodzajów nawierzchni:

- LINX adaptuje napęd do różnych nawierzchni , po których porusza się wózek nawet przy niskiej prędkości. Sterownik w sposób ciągły analizuje warunki i adaptuje się do nich. Zwiększa się w ten sposób kontrola nad wózkiem nawet w przypadku ruszania na cienkim dywanie.

Niezawodność i zaufanie

- LINX analizuje pracę obu silników niezależnie i dokonuje ciągłej kompensacji. Jazda staje się komfortowa i pewna.



2x12V 2 x 220 W 6 km/h 35 8° 7cm 1277
80Ah 2 x 350 W* 10 km/h*

* opcja

600	400	Opcjonalnie	220-450	435	420	365-465	610	141	150
630	450	0° - 30°	220-450	450	440				
680	500	0° - 50°	220-450	465	460				
				480	480				
				495	500				
					520				





SIGMA



...KONFIGUROWALNOŚĆ

SIGMA jest wózkiem w pełni konfigurowalnym. Można go wyposażać w całą gamę opcji dodatkowych, które spełnią oczekiwania i indywidualne wymagania użytkownika. SIGMA jest konstrukcją bezkompromisową. Spraw aby wózek spełniał twoje oczekiwania!

